LA PINSA NUCLEO 5%

Categoria : NUCLEI

Pubblicato da Achille in 5-6-2022

Â LA PINSA NUCLEO 5% Codice prodotto: 3009ANSDose di impiego: Nucleo al 5%. Caratteristiche: LA PINSA NUCLEO 5% Ã" un Nucleo funzionale al 5 % per la produzione di pinsa alla romana. Coadiuva nella stabilizzazione degli impasti a lenta maturazione e dà la "scioglievolezza― al prodotto finito affinchÃ" non risulti gommoso al morsoUtilizzo: LA PINSA NUCLEO 5% va utlizzata in percentuale del 5% sulla farina per la produzione di Pinsa.Conservabilità :Â 12 mesi dalla data di produzione nel suo imballo integro.Imballo:Â Confezioni da kg. 25, 15, 10.