

LA PINSA NUCLEO 5%

Categoria : NUCLEI

Pubblicato da Achille in 5-6-2022

Â Â **LA PINSA NUCLEO 5%Â Codice prodotto:Â 3009ANS***Dose di impiego:Â Nucleo al 5%.*

*Caratteristiche:Â LA PINSA NUCLEO 5% Â“ un Nucleo funzionale al 5 % per la produzione di pinsa alla romana. Coadiuga nella stabilizzazione degli impasti a lenta maturazione e dÃ la â€œscioglievolezzaâ€• al prodotto finito affinchÃ“ non risulti gommoso al morso**Utilizzo:Â Â LA PINSA NUCLEO 5%Â va utilizzata in percentuale del 5% sulla farina per la produzione di Pinsa.**ConservabilitÃ :Â 12 mesi dalla data di produzione nel suo imballo integro.**Imballo:Â Confezioni da kg. 25, 15, 10.*